

浅谈“奥斯曼”真空导管生发梳对脱发问题的解决

甘思雨 于湘宁 刘馨月 吐尔逊阿依·甫拉提 孟璐(通讯作者)

(黑龙江中医药大学 黑龙江哈尔滨 150040)

摘要:脱发现在已经成为了人民群众广为关注的问题,并随着快时代的发展,脱发问题已经有了年轻化、持久性的特点。纵观中国医学史,中医治疗脱发早在古代文献中就有记载。“奥斯曼”真空导管生发梳就是在中医药学的基础上,对相应的奥斯曼生眉生发产品进行创新,有效且便捷地帮助人们解决脱发问题。

关键词:中医药;奥斯曼;真空导管生发梳;脱发

追溯古今,脱发问题一直都是人们关注的健康问题之一,同时,人们对此的关注度呈现逐年攀升的状态。对于脱发问题的记载,最早见于《黄帝内经》,其称脱发为“毛拔”、“发落”、“发坠”。由于快节奏的生活,脱发人群趋于年轻化,他们与现代医学上所归类的脂溢性脱发和斑秃有所不同,年轻人的脱发主要是由于情志上的影响。常年的精神压力与不规律的生活作息规律,导致越来越多的年轻人被脱发问题所困扰。本产品就旨在着重帮助由于精神压力大而引起的年轻人脱发问题,通过帮助他们节省时间,来更加有效地解决问题,做到事半功倍的效果。

1. 脱发

1.1 脱发的原因

在现代医学中,脱发主要分为脂溢性脱发和斑秃两大类。而在中医学方面,通过辩证论治,广泛认为毛发的生长与脏腑经络、气血津液都有紧密的联系。其在古代医籍中均有记载,如:《素问·上古天真论》中指出:“女子七岁肾气盛,齿更发长;……丈夫八岁肾气实,发长齿更”。《诸病源候论》中亦有记载称:“诸经血气盛,则眉髭须发美泽”。从中医的角度来看,引起脱发的原因有以下结果方面:

①脾气虚亏。脾主运化,脾的运行功能正常即可使毛发得到充足的水谷精微的滋养。若脾失健运,则不能化生气血,毛发失于濡养,则可见脱发。②肾气不足。肾藏精,主生长、发育与生殖,其华在发。中医认为肾气不足,是脱发的最主要的原因。肾精亏虚,无以滋润与濡养则毛发焦黄脱落。比如年老、久病、房事过度等多种原因引起肾虚使得精血不足,而引起脱发。③血虚不荣。中医讲:“发为血之余”。如大病过后、妇女产后多见血虚不荣的症状。“气血虚衰、经脉虚竭”进而导致脱发问题的出现。④瘀血阻络。瘀血阻于头部血络,阻塞血路,瘀血不去,新血不生,发失所养,故脱落。就如《医林改错》讲到“无病脱发,亦是血瘀”。⑤肝郁化火。肝之疏泄功能失常,即可导致人体气机紊乱,气血运行不畅,头皮局部血虚,使风邪乘虚而入,而引起脱发^[1]。

1.2 现代脱发现状

现代社会呈现出工作任务重、生活节奏高的特点,人的情志活动、精神状态、心理健康都易超过正常的限度,引发多种疾病,进而导致脱发的发生,尤其在年轻人中常见。多数人在集中发现脱发问题之前,都会出现情绪暴躁、精神紧张等情志方面的变化^[2],中医也称其为“精神性脱发”。情志抑郁、急躁易怒、过度紧张、意外刺激等精神因素可影响肝的疏泄功能,进而影响人体的气血运行,致使风邪趁虚而入^[3]。同时,每个人都在奔跑的路上,为了成绩、为了家庭、为了成就,绝大部分年轻人人都不能保证每天及时吃饭、按时睡觉。因此,很多人都有脾胃受损、肾精不足的情况。综上所述,脱发问题在现在的生活中并不罕见,每个人多多少少都会面对脱发或即将面对脱发。

2. “奥斯曼”真空导管生发梳

2.1 基本组成

“奥斯曼”真空导管生发梳是在普通气垫梳的基础上进行创新,加以新疆特有的草本植物奥斯曼草(乌斯玛草)制作而成的奥斯曼生眉液来有效治疗脱发。本产品通过真空导管瓶和毛细管,将生眉液直达头皮,做到从根本上来治疗精神性脱发。

2.2 基本成分

本产品中起主要作用的即为“奥斯曼生眉液”,其主要成分及相应功效如下:

①欧洲菰蓝叶(乌斯玛草叶):医学证明,乌斯曼草内含菰蓝

甙、芥甙等成分,植物营养组合深入到眉部肌肤内层,可持续释放丰富的营养成份,明显提高毛囊中 SOD 的活性,促进眉毛生长,长期涂抹可助眉毛及头发生长。乌斯曼草对生存环境极为挑剔,全世界只有新疆的地貌、气候符合乌斯曼草的生长条件。

②何首乌根:何首乌根能够刺激头部血液中的新陈代谢,同时为毛囊的生长提供营养成分^[4],为毛囊的再生打下了坚实的基础。

③诃子:经研究发现,诃子具有较强的清洁能力,能够深入毛囊清扫毛囊中的污垢,同时又不会损伤头皮,对头发的正常油脂分泌不会造成影响。

④侧柏叶:侧柏叶中总黄酮成分的药理作用主要在于激活毛母细胞和促进血液循环,使毛发生长能力衰退的毛囊复活和促进血液循环后补充营养成分而发挥出养发、生发的作用^[5]。

⑤黑种草籽:黑种草籽也是维吾尔族的常用道地药材,其内的抗氧化作用效果显著,延缓油脂的自动氧化过程^[6],解决头发干枯发黄的问题,起到滋养发根的作用。

3. “奥斯曼”真空导管生发梳对于脱发治疗的优势

3.1 气垫梳

本产品在传统气垫梳的基础上进行创新。首先传统气垫梳上有高弹性气垫,在梳头发的时候十分灵活,不管是上下按压还是左右梳理,都不会扯到头发,能避免头发打结、头发断裂等情况的发生。其次气垫梳的梳齿顶端通常都是圆形的,在梳头发的时候不会感觉到疼痛,还能够直达头皮、按摩头皮,促进头皮血液循环,减少掉发。再次,用气垫梳梳理头发后,头发会变得更加顺滑,不容易打结,也不会出现静电的问题。而且这种这种气囊式的梳垫,对于按摩头部来说是很舒适的。

3.2 真空瓶

市场上通行的真空瓶是由一个圆柱体成椭圆体容器加一个安置底部的活塞组成。它的设计原理是用弹簧的收缩力,且不让空气进入瓶中,造成真空状态,而利用大气压力来推动瓶底的活塞前进。减少了药液的污染问题

4. 小结

“奥斯曼”真空导管生发梳是快节奏生活中的一样有效成品,在忙碌的生活中,带给了上班族、学生党等人群一个简单方便解决问题的途径,对于情志方面影响的脱发问题解决尤佳。此产品的市场前景广泛,面向人群多样,在压力横流的社会上,精神压力、心理负担越来越多见——上班族担心业绩,经常熬夜加班、忧愁伤感,压力倍增,致使出现脾气亏虚、肾精不足等情况;学生党担心学业,同时面对多方带来的压力及期望,难免会出现肝郁化火、血瘀阻滞等原因导致的脱发。此产品中的主要成分,都能够刺激毛囊的生长,从根本上解决脱发问题,并滋养毛发,达到事半功倍的效果。

参考文献:

[1]翟春.中医辨证治疗脱发八法[J].中华中医药杂志(原中国医药学报),2006

[2]杨丽娟.从方看何首乌“乌发、生发”的应用[J].中医药通报,2008,7(3):39

项目基金:2020年黑龙江中医药大学大学生创新创业训练计划项目

作者简介:甘思雨(2001-),女,黑龙江中医药大学2019级中医学专业本科生

通讯作者:孟璐(1993-),女,黑龙江中医药大学基础医学院,讲师